

PCR検査キット 使用方法

同封物



①滅菌スピッツ



②容器密閉シート



③酒精綿
(消毒用アルコールシート)




④識別シール

使用方法

1. 採取する1時間前程度から、飲食は控えます。
(ジュースなどを飲んだあとの採取は正確な検査ができない可能性があります。)
2. 1~2分程度、口の中に唾液をためます。
3. ①を袋から取り出し、容器のキャップを外します。
ストローを口にくわえ、唾液をそわせて写真赤い矢印のあたりまで唾液を採取します。
4. ストローを破棄します。
5. 容器の蓋を確実にしめ、②のシートを貼り密閉します。
6. ③を袋から取り出し、感染防止のため①の容器を拭きます。
7. ④のシールに氏名、性別、年齢をご記入いただき、①に貼付します。
8. ①をビニール袋に入れ、チャックを確実にしめます。
9. 当院までお持ちいただきます。必ず事前に電話連絡していただき、来院いただく日時のご相談をお願いします。

※採取してからお持ちいただくまで長時間経過する場合は、冷蔵庫保存をお願いします。



使用後破棄



ご記入後、貼付